

## 西药粉碎实例（部分）

### Western Medicine Pulverizing Applications (Partial)

物料名称 Material Name	机型 Machine Type	成品细度 Finished Product Fineness	产量kg/h Capacity (kg/h)
阿普洛韦 Aciclovir	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	125
阿苯达唑 Albendazole	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	130
尼莫地平 Nimodipime	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	120
知阿可尔 Guaiacol Sulfonate Sodium	QYF-400	D <sub>97</sub> , 12 μ m	140
美洛昔康 Meloxicam	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	140
非诺贝特 Fenofibrate	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	120
阿莫西林 Amoxicillin	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	150
舒喘灵碱 Salbutamol	QYF-400	D <sub>97</sub> , 5 μ m	80
氢化可的松 Hydrocortisone	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	120
土霉素 Oxytetracycline	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	135
普鲁卡因苄青霉素 Procaine Benzylpenicillin	QYF-260	D <sub>97</sub> , 6.19 μ m	45
布洛芬 Ibuprofen	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	120
消炎痛 Intracellular	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	140
消炎痛 Intracellular	QYF-260	D <sub>97</sub> , 5 μ m	75
扑米酮 Primidone	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	145
氟甲喹 Flumequine	QYF-400	D <sub>97</sub> , 25 μ m	200
心律平 Propafenone	QYF-400	D <sub>97</sub> , 12 μ m	135
泼尼松 Prednisone	QYF-260	D <sub>97</sub> , 5 μ m	45
丙硫 Prothi	QYF-400	D <sub>97</sub> , 10 μ m	145
吉非罗齐 Gemfibrozil	QYF-260	D <sub>97</sub> , 9.9 μ m	78
羟基纤维素 Hydroxylose	QYF-260	D <sub>97</sub> , 10 μ m	60
吡奎酮 Praziquantel	QYF-400	D <sub>97</sub> , 29.14 μ m	220
噻嘧啶 Pyrantel	QYF-260	D <sub>97</sub> , 5 μ m	40
安宫黄体酮 Progesterone	QYF-400	D <sub>97</sub> , 5 μ m	80
单硫酸卡纳霉素 Single Kanamycin Sulfate	QYF-260	D <sub>97</sub> , 5 μ m	40
咪喹莫特 Lmiquimod	QYF-260	D <sub>97</sub> , 10 μ m	50
扑热息痛 Paracetamol	QYF-260	D <sub>97</sub> , 12.5 μ m	30
舒他西林碱 Sultamicillin (base)	QYF-400	D <sub>97</sub> , 30 μ m	150
左氧氟沙星 Levofloxacin	QYF-260	D <sub>97</sub> , 30 μ m	80
左旋丙碱 L-Carnitine	QYF-260	D <sub>97</sub> , 15 μ m	70
硝酸益康唑 Econazole Nitrate	QYF-260	D <sub>97</sub> , 12.61 μ m	65
盐酸金霉素 Chlortetraclini hydrochloridum	QYF-260	D <sub>97</sub> , 5.94 μ m	35
曲安奈德 Triamcinolone acetonide	QYF-260	D <sub>97</sub> , 15.38 μ m	55

## 中药粉碎实例（部分）

### TCM Superfine Pulverizing Applications (Partial)

物料名称 Material Name	机型 Machine type	成品细度 Finished Product Fineness	产量kg/h Output, kg/h
刺五加 Acanthopanax Senticosus	QYF-400	d <sub>90</sub> <2 μ m	60
灯芯草 Ruah Pith	QYF-260	d <sub>90</sub> <10 μ m	20
灵芝粉 Glossy ganoderma powder	QYF-260	d <sub>90</sub> <10 μ m	20
三七 Radix Notoginseng	QYF-400	d <sub>50</sub> <5 μ m	30
魔芋粉 Rhamnose	QYF-500	d <sub>50</sub> <5 μ m	100
田七 Pseudo-ginseng	QYF-260	d <sub>90</sub> <10 μ m	30
香菇 Chinese mushroom	QYF-400	d <sub>90</sub> <8 μ m	60
绿茶 Green tea	QYF-600	d <sub>50</sub> <5 μ m	150
胡萝卜 Carrot	QYF-260	d <sub>90</sub> <10 μ m	30
人参 Ginseng	QYF-260	d <sub>50</sub> <2 μ m	20
芹菜 Celery	QYF-260	d <sub>90</sub> <10 μ m	20
菠菜 Spinach	QYF-260	d <sub>90</sub> <8 μ m	15
羊胎盘 Sheep Placenta	QYF-500	d <sub>50</sub> <2 μ m	50
甲壳素 Chitin	QYF-260	d <sub>90</sub> <10 μ m	50
葛根 Pueraria Root	QYF-600	d <sub>50</sub> <5 μ m	200
荔蒲芽 Lipu Taro	QYF-260	d <sub>90</sub> <8 μ m	30
甘草粉 Licorice Powder	QYF-260	d <sub>50</sub> 500nm	20
大枣碳 Chinese Date Carbon	QYF-260	d <sub>50</sub> 1000nm	25
枸杞 Medlar	QYF-260	d <sub>50</sub> <5 μ m	30
大麦苗粉 Wheat Flour	QYF-500	d <sub>90</sub> <10 μ m	100
苦瓜籽 Balsam pear seed	QYF-260	d <sub>90</sub> <10 μ m	30
鹿骨粉 Deer Bone Powder	QYF-400	d <sub>50</sub> <5 μ m	50
鹿骨粉 Deer Bone Powder	QYF-260	d <sub>50</sub> <2 μ m	20
银杏白果 Ginkgo	QYF-260	d <sub>50</sub> <2 μ m	20
珍珠粉 Pearl powder	QYF-400	d <sub>50</sub> <6.10 μ m	145
松花粉 Pine Pollen	QYF-260	破壁98%以上	50
蜂花粉 Honey Pollen	QYF-400	Broken wall 98% or above	30
丹参 Dan-shan Root	QYF-260	D <sub>97</sub> , 1000目(mesh)	20
黄芪 Milkvetch Root	QYF-260	D <sub>97</sub> , 1000目(mesh)	23
焦神曲 Massa Fermentata	QYF-400	D <sub>97</sub> , 800目(mesh)	48
麦芽粉 Malt powder	QYF-400	D <sub>97</sub> , 800目(mesh)	42
去籽山楂 Hawthorn Fruit	QYF-400	D <sub>97</sub> , 800目(mesh)	58
半夏 pinellia tuber	QYF-260	D <sub>97</sub> , 800目(mesh)	45
黄芩 Baikalskullcap Root	QYF-260	D <sub>97</sub> , 800目(mesh)	26
金银花 Honeysuckle flower	QYF-260	D <sub>97</sub> , 800目(mesh)	48
太子参 Heterophy falesestarwort root	QYF-260	D <sub>97</sub> , 800目(mesh)	52
肉桂 Cassia Bark	QYF-260	D <sub>97</sub> , 800目(mesh)	46
赤豆 Adsuki Bean	QYF-260	D <sub>97</sub> , 800目(mesh)	49
陈皮丹 Tangerine peel	QYF-260	d <sub>97</sub> , ≤6.5 μ m	32
绿豆粉	QYF-400	d <sub>97</sub> , 9.5 μ m	70